



FRASTEMA SRL nasce nel settore dell'oftalmologia e si afferma nel campo della costruzione di Riuniti, poltrone e tavoli ad uso oftalmico. L'introduzione delle più moderne tecnologie ha permesso negli ultimi anni un incremento notevole della capacità produttiva, con un miglioramento sostanziale anche sotto il profilo della qualità del prodotto finale. L'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 è il risultato finale degli sforzi sostenuti per dare al cliente sempre un miglior servizio.

FRASTEMA SRL is born in the ophthalmic field and becomes one of the main manufacturers of Ophthalmic Units, Chairs and Electrical Tables. New technologies allowed us to increase a lot, step by step, our productive power and obtain a large number of items having a high quality improvement, too. The UNI EN ISO 9001:2000 Certification is the result of all efforts we met to give our customers a best service and assistance.



POLYVISUS®

CISQ



<http://www.frastema.com> - e-mail: info@frastema.com

88FA

COMFORT
ophthalmic chair



SERVIZIO TECNICO
E MAGAZZINO
TECHNICAL DEPARTMENT

UFFICIO VENDITE
SALES DEPARTMENT

Via Bonicalza, 138
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel. +39 0331 201009
Fax +39 0331 281285

Via Bonicalza, 140
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel. +39 0331 200923
Fax +39 0331 282297



QUALITY OF NEW TECHNOLOGY

Official Distributor

optohellas®
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

88/FA COMFORT Poltrona con basamento in acciaio rivestito in ABS. L'appoggiatesta può essere inclinato e regolato in altezza. I braccioli e l'appoggiagambe si inclinano unitamente al movimento dello schienale trasformando la poltrona in un lettino. I comandi di salita, discesa e ribaltamento sono posti ai lati dello schienale. Al basamento è possibile applicare una slitta con movimento elettrico (corsa circa 10 cm) con pedaliera di comando. Tale movimento è offerto come optional.

Ritorno reclinazione schienale
CHAIR BACK REST RECLINING RETURN

Reclinazione schienale
CHAIR BACK REST RECLINING

Sollevamento poltrona
CHAIR RAISING

Discesa poltrona
CHAIR LOWERING

Stop di sicurezza per auto ritorno
AUTO RETURN SAFETY STOP

Ritorno automatico in posizione di partenza
AUTO RETURN START POSITION

88FA

COMFORT

OPHTHALMIC CHAIR

Braccioli reclinabili
RECLINABLE ARM-REST

Appoggiapiedi reclinabile
RECLINABLE FOOT-REST

Rotazione su asse centrale
40° dx e sx
CENTRAL AXE ROTATION
40° LEFT AND RIGHT

88/FA COMFORT Chair with steel base covered in ABS. The headrest can be tilted and adjusted on the height. The armrest and the legrest tilt together the backrest movement transforming the chair in a procedure table. The raising, lowering and tilting controls are placed on both the sides of the backrest. At the base is possible to apply a slide with electric movement (stroke of 10 cm about) with control footswitch. Such control is offered as optional.

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Altezza (senza poggiatesta) / HEIGHT (without headrest)	1150 mm	SCHIENALE / BACK-REST	
Larghezza / WIDTH	670 mm	Inclinazione / BACKWARD	85°
Profondità / DEPTH	1000 mm	Altezza / HEIGHT	625 mm
Rotazione / ROTATION	40°dx / 40°sx	Larghezza / WIDTH	500 mm
APPOGGIATESTA / HEAD REST		APPOGGIAPIEDI E BRACCIOLI / FOOT-RESTS AND ARM-RESTS	
Spostamento verticale / VERTICAL RANGE	100 mm	Appoggiapiedi / FOOT-REST	85°
		Braccioli / ARM-REST	90°
SEDILE / SEAT		PESO / WEIGHT	
Sollevamento / UP MOVEMENT	180 mm	Peso con imballo / SHIPPING WEIGHT	180 kg
Altezza minima / MINIMUM HEIGHT	525 mm	Movimento orizzontale con slitta motorizzata (opzionale)	
Larghezza / WIDTH	540 mm	Horizontal movement with motorized slide (optional)	100 mm
Profondità / DEPTH	470 mm		
SPECIFICHE ELETTRICHE		ELECTRICAL SPECIFICATION	
TENSIONE / TENSION	220/240 V 50/60 HZ 110/130 V 50/60 Hz	POTENZA / POWER	660 VA