



Der Hocker mit bequemem Sattelsitz.

Fahrwerk

- Hochwertiges 5-armiges Aluminium-Fahrwerk
- Exzellente Fahreigenschaften durch leichtgängige Doppelaufrollen
- Optional mit bremsbaren Doppelrollen
- Belastbar bis max. 130 kg



Sitzsystem

Sattelsitz

- Ergonomischer Sattelsitz
- Komfortables Sitzen für den Assistenten
- Vorbeugung von Verspannungsschmerzen und Ermüdung
- Unterstützung der Blutzirkulation
- Pflegeleichter und langlebiger Sitzbezug aus medizinischem Kunstleder für höchste Anforderungen im OP



Technische Daten

Hubeinheit

- Höhenverstellung 520 - 720 mm

Fahrwerk

- Fünf-Arm-Fahrwerk $\varnothing$ 585 mm
- Rollen $\varnothing$ 65 mm

Sattelsitz

- T x B x H 350 x 425 x 180 mm
- Verstellwinkel Sitz $-2^{\circ}/+16^{\circ}$

- Gewicht 7.5 kg

- Max. Belastbarkeit 130 kg

Techn. Änderungen vorbehalten.

Flexibilität

- Klassische Sitzhöhenverstellung per Handauslöser unter dem Sitz (Gasdruckfeder)
- Flexible Höhenverstellung von 54,5 cm bis 73,5 cm
- Dank geringer Dimensionen flexibel in OP und Labor einsetzbar



Sattelsitz

„Tundra Skai“

Seite 95

Zubehör



assistTrend
Art. Nr. : 2500 0002



assistPro F
Art. Nr. : 2400 0005



assistPro H
Art. Nr. : 2400 0009



assistTrend
Armlehnsatz
inkl. Aufnahmetraverse,

Art.Nr.: 3300 0000



assistPro F
Armlehnsatz
inkl. Aufnahmetraverse,

Art.Nr.: 3351 0038



easyPro F
Art. Nr. : 2400 0010



easyPro H
Art. Nr. : 2400 0006



easyPro R
Art. Nr. : 2400 0013



assistLine
Art. Nr. : 2400 0015



Doppelrolle
65 mm
bremsbar

Art.Nr.: 3351 0040